



CE 0318

INTRUCCIONES DE USO PARA FRESAS DENTALES:

- Introducir la herramienta en toda la longitud admisible del mango, no trabaje nunca con la herramienta a medio introducir.
- No utilizar nunca la herramienta por encima de la velocidad recomendada en la tabla adjunta.
- Dejar llegar la herramienta a la máxima velocidad fuera de la boca del paciente.
- Rechazar cualquier instrumento que estuviera doblado.
- Usar siempre refrigeración.
- Es importante trabajar con la menor presión posible.
- Trabajar con el instrumento firmemente sujeto, con movimientos continuados. No efectuar palanca con los mismos ni movimientos retorcidos.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE FRESAS DENTALES.

Antes de la primera utilización y después de cada utilización deben realizarse los siguientes pasos:

- Se recomienda efectuar una limpieza de las fresas mediante solución jabonosa.
- Eliminar residuos mediante cepillo de nylon o ultrasonidos.
- Desinfectar mediante una solución a base de GLUTARALDEHIDO por inmersión al menos durante 30 minutos.
- Esterilizar mediante un ciclo de autoclave a 134° C durante 18 minutos o bien según las instrucciones del fabricante del apartado. (máx. 15 ciclos).

TABLA DE VELOCIDADES

Para todas nuestras fresas diamantadas recomendamos las siguientes revoluciones por minuto:

De 008 a 025	300.000 rpm.
030	120.000 rpm.
040	70.000 rpm



CE 0318

INTRUCCIONES DE USO PARA FRESAS IMPLANTOLÓGIA:

- Realizar una inspección visual y rechazar cualquier instrumento que estuviera defectuoso.
- La fresa se debe introducir en la boca del paciente con la turbina desconectada.
- La presión de trabajo y velocidad dependen de la dureza de la dentadura.
- A mayor velocidad se debe ejercer menos presión.
- El rango de velocidad recomendado es de 100 rpm. a 2000 rpm. en hueso.
- Cuando se opera la herramienta, usar siempre irrigación con 50 ml/min.
- Si el diámetro es mayor de 3,1 mm. irrigar con 150 ml/min.
- Se deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de la turbina.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.

Antes de la primera utilización y después de cada utilización deben realizarse los siguientes pasos:

- Desinfectar mediante una solución a base de GLUTARALDEHIDO por inmersión al menos durante 30 minutos.
- Esterilizar mediante un ciclo de autoclave a 134°C durante 18 minutos o bien según las instrucciones del fabricante del aparato.
- El número máximo de ciclos de esterilización sin pérdida de funcionalidad es de 15.